

**La radiofréquence au service des traitements de la cellulite esthétique, pour lutter contre les adiposités et les amas graisseux.**



Le dispositif Lipowave de génération d'ondes électromagnétiques en radiofréquence a été conçu et construit pour les applications effectuées dans le traitement de la cellulite esthétique, des adiposités localisées et des amas de graisse.

Il est équipé d'un système de contrôle qualitatif et quantitatif de la dose de radiofréquence thermique administrée sur la zone concernée.

Ce système innovant utilise des fréquences variables sur une porteuse de seulement 3,5 MHz, qui assure le transfert de l'énergie électromagnétique nécessaire pour augmenter la température à des profondeurs significatives.

Un microprocesseur perfectionné contrôle, au moyen de sondes thermiques de surface, que les températures ne dépassent pas un certain seuil afin de pouvoir réaliser une application agréable, sûre et efficace sans aucun risque pour la personne traitée.

Système en cours de procédure de brevet.

## Caractéristiques techniques et points forts

### FLEXIBLE

L'appareil se caractérise par une flexibilité de travail optimale qui permet d'activer 4 programmes semblables ou différents pour permettre des applications plus rapides avec une programmation simple et facile.

### ROBUSTE

Il a été conçu et réalisé pour durer: le matériel utilisé pour sa construction est soigneusement sélectionné et soumis à des contrôles rigoureux.

### SÛR

La technologie adoptée par la LIPOWAVE annule tous les risques dérivant d'une éventuelle surchauffe tout

en maintenant un niveau de température adéquat aux différentes profondeurs. Ce système innovant a été conçu et construit conformément aux règles techniques et aux normes en vigueur afin de garantir à l'utilisateur et aux clients soumis aux traitements une sécurité maximale.

### 16 PROGRAMMES D'APPLICATIONS

La machine dispose de 16 programmes déjà mémorisés, élaborés en collaboration avec les meilleurs professionnels du secteur afin de garantir une efficacité maximale, dans le traitement de la cellulite localisée, en toute sécurité et de manière parfaitement fonctionnelle.

Pour d'éventuelles exigences particulières, le logiciel offre également la possibilité d'une programmation manuelle.

### RÉSULTATS RAPIDES ET DURABLES

Quelques séances suffisent pour vérifier l'efficacité des traitements par la LIPOWAVE. Les résultats sont rapidement visibles: amélioration des zones traitées, remodelage, meilleure élasticité des tissus, réduction évidente en centimètres et atténuation de l'aspect « peau d'orange ». Avec 8 à 15 séances, les résultats sont remarquables et restent visibles dans le temps.

### AVANTAGES ÉCONOMIQUES

Grâce à la technologie adoptée,

La LIPOWAVE requiert qu'une maintenance minimale. De plus, la possibilité d'effectuer plusieurs traitements simultanément permet de fixer un prix par séance très compétitif. LIPOWAVE réussit là où d'autres ont échoué et son efficacité favorise un « bouche à oreille » positif pour la promotion de votre centre.

### DESIGN ET DIMENSIONS COMPACTES

Le plus grand soin a été apporté au design, caractérisé par des lignes douces, élégantes et ergonomiques, mais aussi aux dimensions compactes qui font de LIPOWAVE un instrument idéal en termes de maniabilité et de fonctionnalité.



Dispositif esthétique - Marquage CE selon 89/336/CEE

### LIPOWAVE

Canaux de sortie indépendants	4
Puissance maximale absorbée sur le réseau	200 Watts
Temps de traitement modifiable	De 1 à 99 minutes
Fréquence porteuse d'émission	3,5 MHz
Fréquence modulante d'émission	De 3,5 MHz à 500 MHz
Écran ACL rétroéclairé	graphique 240 x 128 pixels
Puissance à la sortie	18 Watts par canal
Contrôle de la température cutanée	(Sonde Thermique) LM35DZ
Programmes thérapeutiques mémorisés	16
Partie appliquée	Type: I BF (EN 60601-1)
Alimentation secteur	230 Vca, 50-60Hz
Fusible de protection sur le réseau	3,15 A T - 5 x 20 mm
Boîtier sur roues, dimensions extérieures	34 x 35 x 93 cm
Poids du corps de la machine	40 kg